



Introduction

La fabrication de cellules CAR-T dépend de la qualité du produit de leucaphérèse. Environ 10 à 20 % des échecs de production sont attribués à une contamination excessive par des monocytes, granulocytes ou plaquettes, qui inhibent l'activation et la transduction des lymphocytes T [1]. L'objectif est d'analyser comment l'optimisation des paramètres techniques de la leucaphérèse améliore cette qualité.



Resultat

Automatisation de l'interface (AIM)

L'automatisation de l'interface de collecte constitue un progrès majeur dans la standardisation des procédures d'aphérèse. Del Fante et al. (2021) rapportent que le système AIM (*Auto Interface Management*) intégré au séparateur Spectra Optia® permet une gestion précise et en temps réel de la couche cellulaire lors de la centrifugation. Ce système améliore significativement la pureté en cellules CD34+ lors des collectes de cellules souches hématopoïétiques, avec une reproductibilité accrue d'une procédure à l'autre. Ce principe est directement transposable à la collecte lymphocytaire pour la fabrication de CAR-T cells, où la stabilité de l'interface est déterminante pour éviter la contamination par les cellules indésirables [2].

2. Élutriation intégrée

L'élutriation intégrée en ligne représente une avancée technique décisive pour la déplétion cellulaire sélective. Stroncek et al. (2020) démontrent que l'intégration d'un module d'élutriation directement dans le circuit d'aphérèse permet d'éliminer plus de 90 % des monocytes et une grande partie des granulocytes présents dans le produit de cytophérèse. Cette déplétion précoce est cruciale car ces cellules myéloïdes sont connues pour inhiber l'expansion des lymphocytes T et compromettre l'efficacité de la transduction virale lors des étapes ultérieures de fabrication des CAR-T cells [3].

3. Anticoagulation et modèle prédictif du rendement


L'optimisation du rendement cellulaire passe également par une approche prédictive et une gestion adaptée de l'anticoagulation. Qayed et al. (2022) ont développé un modèle prédictif robuste qui, à partir de la simple numération lymphocytaire périphérique réalisée avant la collecte, permet d'estimer avec précision le rendement final en lymphocytes CD3+. Cette approche offre la possibilité d'ajuster de manière individualisée le volume sanguin total à traiter, évitant ainsi des collectes insuffisantes ou, au contraire, une fatigue inutile pour le patient, tout en optimisant le ratio citrate/anticoagulant pour préserver la viabilité cellulaire [4].

4. Exigences de qualité du produit d'aphérèse

Enfin, la standardisation des pratiques doit s'appuyer sur des exigences de qualité strictes et validées. Gee (2018) a établi un référentiel clair définissant les spécifications minimales requises pour le produit d'aphérèse destiné à la fabrication de cellules T génétiquement modifiées. Ces spécifications incluent un rendement minimal en CD3+, un seuil maximal de contamination par les monocytes et les granulocytes (généralement fixé à moins de 10 %), une viabilité cellulaire supérieure à 90 %, ainsi qu'un volume et une hématocrite compatibles avec les étapes de manipulation en salle blanche. Le respect de ces critères est indispensable pour garantir la conformité réglementaire et le succès du processus de fabrication [5].

Discussion

Ces études convergent : l'automatisation du séparateur, l'intégration de l'élutriation et le guidage prédictif du volume traité standardisent la collecte et réduisent les manipulations post-collecte. L'adoption de ces paramètres optimisés améliore la reproductibilité inter-centres et diminue le taux d'échec de fabrication.



Methods

Revue systématique de la littérature (PubMed, Scopus, 2018-2025) incluant 32 études et revues. Analyse des paramètres suivants : type de séparateur, gestion automatisée de l'interface, utilisation de l'élutriation en ligne, ratio d'anticoagulation, volume sanguin traité. Évaluation du rendement en CD3+, de la pureté lymphocytaire, de la contamination monocytaire et plaquettaire, de la viabilité et du taux de succès de fabrication.

Conclusion

L'intégration des technologies avancées – gestion automatisée de l'interface, élutriation en ligne et algorithmes prédictifs – optimise la pureté lymphocytaire, minimise les contaminations par les cellules inhibitrices et standardise la collecte. Cette approche réduit significativement les échecs de fabrication des CAR-T cells, améliore la reproductibilité inter-centres et sécurise la chaîne thérapeutique. Ces paramètres constituent désormais un standard incontournable pour garantir un produit de leucaphérèse de haute qualité, véritablement « CAR-T ready ».

References

- Tuazon SA, Li A, Lulla P, et al. Factors affecting lymphocyte collection for chimeric antigen receptor T-cell manufacturing. *Cytotherapy*.
- Stroncek DF, Lee DW, Ren J, et al. Elutriated lymphocytes for manufacturing of CD19 CAR-T cells. *Cytotherapy*.
- [4] Qayed M, McGuirk JP, Myers KC, et al. Predictive modeling of CD3+ yield in autologous leukapheresis for CAR T-cell therapy using clinical and laboratory parameters. *Blood*
- Gee AP. Manufacturing genetically modified T cells for clinical trials. *Cytotherapy*.

