

Introduction

Les intervalles de référence (IR) constituent un élément essentiel pour l'interprétation des résultats biologiques et la prise de décision médicale. Ils dépendent notamment des caractéristiques de la population de référence et de la méthode analytique utilisée. En pratique, les laboratoires de biologie médicale doivent vérifier les IR fournis par les fabricants avant leur utilisation en routine. Selon les recommandations du CLSI EP28-A3c, cette vérification peut être réalisée sur un groupe de sujets de référence sélectionnés selon des critères prédéfinis.

Objectifs

- ✓ Vérifier les intervalles de référence de quelques paramètres biochimiques du bilan rénal, de l'ionogramme, de la glycémie et du bilan lipidique sur l'automate Cobas 6000, chez une population locale de sujets apparemment sains, conformément aux recommandations du CLSI EP28-A3c.

Matériel et méthode

- ✓ Une étude descriptive de vérification des intervalles de référence a été réalisée au laboratoire de biochimie du CHU de Sétif.
- ✓ Elle a porté sur 20 sujets apparemment sains issus de la population locale.
- ✓ Les paramètres étudiés étaient : créatinine, urée, glycémie, ionogramme triglycérides et cholestérol total.
- ✓ Les dosages ont été réalisés sur l'automate Cobas 6000.
- ✓ Les résultats obtenus ont été comparés aux intervalles de référence fournis pour les différentes analyses, conformément aux recommandations du CLSI EP28-A3c. Le nombre de valeurs situées à l'intérieur et à l'extérieur des IR a été déterminé.



Résultat

- ✓ Les résultats obtenus ont montré que les valeurs de l'ionogramme, de l'urée, des triglycérides et du cholestérol total étaient comprises dans les intervalles de référence étudiés.
- ✓ Pour la créatinine et la glycémie, une seule valeur était située en dehors de l'intervalle de référence pour chacun de ces paramètres.

Paramètre	Intervalle de référence à vérifier	Nombre de valeurs dans IR	Nombre de valeurs hors IR	Conclusion
Glycémie	(0.7-1.1) g/l	19	1	Vérifié
Urée	(0.18-0.45) g/l	20	0	Vérifié
Créatinine	(0.5-1.2) mg/l	19	1	Vérifié
Sodium (Na ⁺)	(135-145) mmol/L	20	0	Vérifié
Potassium (K ⁺)	(3.5-5.1) mmol/L	20	0	Vérifié
Triglycérides	(0.5-1.5) g/l	20	0	Vérifié
Cholestérol total	(0.2-2.4) g/l	20	0	Vérifié

Discussion

La majorité des résultats obtenus se situent dans les intervalles de référence étudiés, ce qui est en faveur de leur applicabilité à la population évaluée. Les quelques valeurs situées en dehors des IR pour la créatinine et la glycémie ne remettent pas en cause leur vérification selon les critères appliqués du CLSI EP28-A3c. Ces résultats soulignent toutefois l'importance de réaliser une vérification locale des IR avant leur utilisation en routine, car les résultats biologiques peuvent être influencés par les caractéristiques de la population et les conditions analytiques.

Conclusion

Cette étude a permis de vérifier les intervalles de référence de plusieurs paramètres biochimiques sur l'automate Cobas 6000. Selon les critères retenus du CLSI EP28-A3c, les intervalles de référence étudiés sont considérés comme vérifiés et peuvent être utilisés dans le contexte du laboratoire étudié.